


## Mode d'emploi

### كيفية الإستعمال



**Ouvrir délicatement l'emballage. Attention aux coups d'ongles, de dents et d'objets coupants qui pourraient déchirer le préservatif.**

- إفتح بلطف غلاف الواقي بأصابعك
- لا تستعمل المقص و لا الأسنان .



**Lors de la mise en place, pincer entre le pouce et l'index l'extrémité du préservatif pour en chasser l'air .**

- إمسك رأس الواقي بين الإبهام و السبابة
- قبل وضعه على القضيب و اضغط قليلا
- لتطرد الهواء منه .



**Déroulez le préservatif aussi loin que possible sur le sexe en érection.**

- ركز الواقي على رأس القضيب عندما يكون منتصبا و استخدم اليد الأخرى لتغطية
- القضيب حتى أسفله .



**Après l'éjaculation, retirer le pénis avant que l'érection n'ait cessée, et pour que le préservatif ne glisse pas, retenez le à la base.**

- بعد القذف، امسك الواقي جيدا عند أسفل
- القضيب و اسحبه قبل زوال الانتصاب .



**Après l'emploi jetez le préservatif à la poubelle.**

- اربط الواقي بعد استعماله و ارميه في
- المزبلة .

**Le préservatif est à usage unique**

**الواقي يستعمل مرة واحدة فقط**

تحموا أنفسكم



تحموا أنفسكم

Mode d'emploi

**Le préservatif**

إحموا أنفسكم

**Protégez-vous**



Mal informés, donc vulnérables.

**Association AIDS Algérie**

07, Rue Ahcene Khemissa Alger-Centre

Tél : (0) 21 / 74 / 15 / 28

Fax: (0) 21 / 74 / 43 / 74

Site: [www.aidsalgerie.com](http://www.aidsalgerie.com)

E / Mail: [aids\\_algerie@yhoo.fr](mailto:aids_algerie@yhoo.fr)

Cette affichette a été réalisée avec le soutien de :



**ONUSIDA**  
PROGRAMME COMMUNICAISON NATIONALE ALGERIE SUR LE VIH/SIDA

ALLIANCE  
MILITAIRE  
NATIONALE  
CONTRE  
LE VIH/SIDA



Investissons dans notre avenir  
**Le Fonds Mondial**  
De lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose